

获取Polar数据流程2

这个阶段接着[获取Polar数据流程1](#)的下一个阶段。使用真机来发送数据流，再通过LSL获取并记录数据的流程。

0. 目标与范围

目标

在不依赖任何供应商封闭软件的前提下，建立一条稳定、可验证、可扩展的数据链路，用于将移动端产生的心率/事件标注等数据，经由 UDP 发送到 Mac 端，再发布为两路 LSL 流并由 LabRecorder 录制到单一 .xdf 文件。该链路将作为后续接入 Polar Verity (PPI/HR) 与 Polar H10 (ECG) 的公共骨干。

范围

本阶段仅实现：

- UDP→LSL 桥接器 (Python)
- 两路 LSL 流：数据流 PB_UDP[_TEST] 与标记流 PB_MARKERS[_TEST]
- 会话级命名与旁路日志 (.jsonl)
- 固化的操作顺序 (SOP) 与“预检 + 录后 QA”自检机制

1. 系统架构与时序

链路

iPhone App → UDP 发包 → 局域网 → udp_to_lsl.py (Mac) → 在本机发布两路 LSL → LabRecorder 发现并录制 → .xdf 文件

在这个链路中，手机 App 是数据源之一，把心跳或将来的 Verity/H10 数据序列化为 JSON，经 UDP 发给桥接器 (udp_to_lsl.py)，同时把“基线/刺激/干预/结束”以 {"type": "marker", ...} 形式发给桥接器。

udp_to_lsl.py 是桥接器。手机端流出的数据 (JSON格式) 经由UDP传入桥接器，再转化为两个LSL流。字符串型数据流 (暂命名为 PB_UDP)，包含“心跳”“PPI/ECG JSON”等字符串。字符串型标记流 (暂命名为 PB_MARKERS) 写入 {"type": "marker", "label": "..."} 的标签。

LabRecorder 是录制器，在网络上“发现”桥接器发布的 LSL 流，并1. - 把它们采集到同一份 .xdf 文件中，时间轴对齐。

时序要点

1. 启动桥接器（创建两路 LSL 流）。
2. LabRecorder 发现并勾选这两路流，点击 Start。
3. 手机端开始发送；在需要的时刻发送标记（`baseline_start` / `stim_start` / `stim_end` 等）。
4. 手机端停止发送。
5. LabRecorder Stop，写出 `.xdf`。
6. 录后 QA 校验通过，归档。

时间基准

- 桥接器以 `pylsl.local_clock()` 作为样本时间戳来源。
 - 移动端可附带自身时间戳，但入 LSL 的主时间轴以 Mac 为准，保证与 EEG/SCR 端统一时钟基准。
-

2. 环境与依赖

- macOS 13+（Apple Silicon 已验证）
 - 注册真机，这个环节遇到了“超出3个iphone设备”的问题，没找到解决方法，最后通过另一个账号解决该问题。
 - Python 3.10/3.11（建议统一使用同一解释器路径）
 - 依赖包：
 - `pylsl`
 - `pyxdf`（录后 QA 与检查脚本用）
 - LabRecorder（已解决签名与隔离标记--即文件损坏--问题）
 - 局域网连通（iPhone 与 Mac 同网段），UDP 9001 端口开放（macOS 防火墙允许 Python 入站）。
-

3. 核心组件

3.1 UDP→LSL 桥接器： `udp_to_lsl.py`

功能

`udp_to_lsl.py` 是桥接器（**bridge**），它从 UDP 端口接收文本（JSON），将其路由（转化）为两个 LSL 流并发布到本机局域网。该脚本创建并持续发布的 LSL outlets。只要该脚本在运行，

LabRecorder 的“Update”刷新后依然会看到同样的两个流：PB_UDP（数据流，string）和 PB_MARKERS（标记流，string）。

- 监听 0.0.0.0:9001（可在脚本顶部配置区改）
- 将收到的文本 JSON 按类型路由：
 - {"type":"marker","label":"..."} → 推送到 PB_MARKERS[_TEST]（string）
 - 其它文本 → 推送到 PB_UDP[_TEST]（string）
- 每条入站 UDP 同时写入旁路日志 <SESSION>.jsonl。该JSON一个按时间戳命名的会话 ID，包含主机接收时间 ts_host 与原始文本 raw，旁路日志会按会话命名保存。也可以手工设定，便于批量实验归档。
- 维护数据/标记的计数器，周期性打印摘要。旁路日志：所有入站 UDP 文本都会落到 ~/lsl_logs/<SESSION>.jsonl，便于排查“我按了按钮但 XDF 里没看到”的问题。
- 对空标记自动替换为 "unknown"，避免空字符串进入标记流

命名与会话

- 流名：PB_UDP[_TEST]、PB_MARKERS[_TEST]。开发联调阶段建议保留 _TEST，稳定后可改为空字符串回到正式名。
- SESSION：默认用当前时间戳生成，可手动设定，旁路日志按会话命名。

可靠性约束

- UDP 单向，不做重传；在 1 Hz 心跳场景可接受偶发丢一两包。
- 通过旁路日志与计数摘要对照 XDF 样本数，快速判断是否存在范围性丢包或操作顺序错误。

3.2 iPhone App（SwiftUI）

当前实现

未来Polar检测的心率数据都需要从此App获取，它本质上就是数据源获取和发送器。

- 在上一版的基础上又修改了UI，加入了几个标注按钮（基线开始、刺激开始、刺激结束、干预开始、干预结束）。这些按钮可以为数据流加标记。
- 把目标IP (default host) 更新为MAC实际的局域网 IP。检查MAC的IP地址用 ipconfig getifaddr en0。在真机上 127.0.0.1 是手机自身，不会到达 Mac。改成本机局域网 IP 才能送到 Mac。
- 三类发送：开始每秒发送（1 Hz 心跳 JSON）、停止、发送一次
- 三个标记按钮：baseline_start / stim_start / stim_end
- 成功发送后在 Xcode 控制台打印 TICK 或 MARKER ...，便于现场排查

后续接入 Polar SDK 后，心跳 JSON 将替换/并行为 PPI/HR 或 ECG 数据 JSON。

3.3 LabRecorder

设置

- 录制前选择目录，手动命名文件（建议以会话命名）
 - Update/Refresh 后只勾选本次目标流（PB_UDP[_TEST] 与 PB_MARKERS[_TEST]）
 - Start/Stop 的时序必须覆盖“手机开始发送”与“手机停止发送”之间的区间
-

4. 标准作业流程（SOP）

准备

1. 关闭可能占用 9001 的其他进程（`lsof -nP -iUDP:9001` 应只见一个 Python）。
2. 关闭 VPN/代理，如有多条 `utun` 接口导致 LSL 发现异常，先断开再试。
3. iPhone 与 Mac 同一局域网，手机端设置目标 IP 为 Mac 的内网 IPv4，端口为 9001。

执行

执行流程为：首先打开桥接器，准备好数据输入和输出之间的通道。接下来打开接受端，准备数据流入。当通道、接受都准备好以后，再打开数据输入端，也就是数据源，开始传播数据。所以严格按这个顺序操作（关键是先开桥接器，再开 LabRecorder，再开始发送）：

1. 运行 `udp_to_lsl.py`，确认终端打印两路 LSL 已创建，且随后每秒出现 `[DATA #n]`。
2. 打开 LabRecorder，选新目录与文件名；Update 后只勾选两路目标流；点击 Start。
3. 在手机端点击“开始每秒发送”，随后按需点击三个标记按钮。
4. 停止发送；LabRecorder Stop。
5. 运行检查脚本（见下一节）验证通过后归档。

两个常见“坑”：

- 在 LabRecorder 停止之后才开始“开始每秒发送”，那录出来自然只有 0 或 1。
- 打开了旧文件检查，`check_xdf.py` 的首行会打印你正在检查的路径，请确认时间戳。

验收口径

- PB_UDP[_TEST] 的 `samples ≈ span 秒数`（1 Hz 心跳时约等于录制时长）
 - PB_MARKERS[_TEST] 至少 3 条；Markers：列表包含刚才按下的标签
 - 旁路日志 `.jsonl` 存在并可追溯
-

5. 质量保障：预检与录后 QA

5.1 预检 (preflight)

- 在录制前运行“预检脚本”，对目标流进行 10 秒内发现与拉样本测试。
- 通过标准：能发现目标流名，能在 2 秒超时内拉到至少 1 条样本。
- 目的：提前排除“LSL 未发现/取样失败/端口冲突/VPN 干扰”等。

5.2 录后 QA (qa_check)

- 对刚保存的 .xdf 执行：
 - 数据流与标记流是否存在
 - 数据流时长是否达到最小阈值（例如 ≥ 8 秒）
 - 标记条数是否达到最小阈值（例如 ≥ 2 ）
 - 数据样本密度与时长是否明显不匹配（告警）

使用 `check_xdf.py` 经修正后支持按 `type=Markers` 或名称包含 `markers` 自动识别标记流，建议保留该逻辑。

6. 常见故障与快速定位

现象	高概率原因	定位与处置
.xdf 中 PB UDP=1, span=0s	录制窗口未覆盖手机发送窗口；检查了旧文件	严格按 SOP 重录；使用新目录与文件名； <code>check_xdf.py</code> 首行打印路径确认；先 Start 再“开始每秒发送”，再 Stop
Markers 列表缺失 或有空字符串	录制时桥接器旧版本未做空标签替换；脚本仅按固定名搜索	保持桥接器“空标签→unknown”； <code>check_xdf.py</code> 用“按 type 或名称包含 markers”匹配
peek_lsl.py 找不到流	LSL 发现超时太短；VPN/多 utun 干扰；未运行桥接器/未在同网段	将发现超时调到 10 秒；断开 VPN；确保 iPhone 与 Mac 同网段；确认桥接器终端每秒打印 [DATA]
桥接器端口绑定失败	端口被占用	<code>lsof -nP -iUDP:9001</code> 查出占用进程后关闭
LabRecorder 看到多条同名流	开了多个桥接器实例或旧实例未退出	只保留一个桥接器；开发期用 <code>_TEST</code> 后缀隔离
样本数与桥接器计数差异明显	UDP 丢包异常或 LabRecorder 勾选错误	优先检查是否只勾选了两路目标流；如需更稳可把关键数据转 WebSocket/TCP（本阶段不做）

7. 设计决策与取舍

- **UDP**：选择原因是实现简单、时延低、无连接开销，适合 1–10 Hz 的状态/心跳/标记类数据。缺点是无重传。为此在桥接器端做计数与旁路日志，用 QA 弥补可靠性。
- **LSL 时间戳以 Mac 为准**：保证与 EEG/SCR 等桌面设备的同步。移动端时间戳可并行记录，做离线比对与校正。
- **两路流（数据与标记）**：简化分析；LabRecorder 与后处理均有成熟惯例。
- **会话命名与 _TEST 后缀**：避免旧流/旧文件混淆；当稳定后去掉 _TEST 回到正式名。
- **旁路 .jsonl**：作为取证与排错依据，必要时可与 .xdf 对齐重建样本级事件序列。

附1：新添加和有修改的代码清单

代码已在本地实现并验证通过，这里只列新添加和修改的代码。

udp_to_lsl.py

```
1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3
4  # — 配置区：只改这里 —————
5  from pathlib import Path
6  import time
7
8  CONFIG = {
9      # UDP 监听地址与端口（iPhone/发包端要把目标指向本机IP:PORT）
10     "HOST": "0.0.0.0",
11     "PORT": 9001,
12
13     # 会话ID：默认用时间戳。若想手工固定，改成 "S20250820-01" 这类字符串
14     "SESSION": time.strftime("S%Y%m%d-%H%M%S"),
15
16     # LSL 流名后缀：开发期建议用 "_TEST"，稳定后可改成空字符串 ""
17     "NAME_SUFFIX": "_TEST",
18
19     # 旁路日志目录（逐条 UDP 入站会落到这里的 .jsonl）
20     "LOGDIR": str(Path.home() / "lsl_logs"),
21
22     # 控制台统计摘要的间隔秒数
23     "SUMMARY_EVERY": 5,
24 }
25 # —————
26
```

```

27 import socket, json, uuid, os
28 from pylsl import StreamInfo, StreamOutlet, local_clock
29
30 def _name(base: str) -> str:
31     suf = CONFIG["NAME_SUFFIX"] or ""
32     return f"{base}{suf}"
33
34 def _make_outlet(name: str, stype: str, source_id: str, channel_format:
    str = "string"):
35     info = StreamInfo(name, stype, 1, 0.0, channel_format, source_id)
36     desc = info.desc()
37     desc.append_child_value("impl", "udp_to_lsl_v2")
38     desc.append_child_value("session", CONFIG["SESSION"])
39     desc.append_child_value("created_at", time.strftime("%Y-%m-
    %dT%H:%M:%S"))
40     return info, StreamOutlet(info, chunk_size=0, max_buffered=360)
41
42 def main():
43     # 准备日志
44     Path(CONFIG["LOGDIR"]).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
45     log_path = Path(CONFIG["LOGDIR"]) / f"{CONFIG['SESSION']}.jsonl"
46     logf = open(log_path, "a", buffering=1, encoding="utf-8")
47
48     # 绑定 UDP
49     sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
50     try:
51         sock.bind((CONFIG["HOST"], CONFIG["PORT"]))
52     except OSError as e:
53         print(f"[FATAL] UDP {CONFIG['HOST']}:{CONFIG['PORT']} bind failed:
    {e}")
54     return
55
56     sock.setblocking(True)
57     # 唯一 source_id
58     sid_data = f"pb_udp_{CONFIG['SESSION']}_{uuid.uuid4().hex[:8]}"
59     sid_mark = f"pb_markers_{CONFIG['SESSION']}_{uuid.uuid4().hex[:8]}"
60
61     # 两路 LSL 流
62     name_data = _name("PB_UDP")
63     name_mark = _name("PB_MARKERS")
64     info_data, outlet_data = _make_outlet(name_data, "udp_text", sid_data)
65     info_mark, outlet_mark = _make_outlet(name_mark, "Markers", sid_mark)
66
67     print(f"[udp_to_lsl] session={CONFIG['SESSION']}")
68     print(f"[udp_to_lsl] listening on {CONFIG['HOST']}:{CONFIG['PORT']}")

```

```

69     print(f"[udp_to_lsl] LSL outlets: {name_data} (sid={sid_data}),
{name_mark} (sid={sid_mark})")
70     print(f"[udp_to_lsl] log file: {log_path}")
71
72     count_data = 0
73     count_mark = 0
74     t0 = time.time()
75
76     while True:
77         data, addr = sock.recvfrom(65535)
78         ts = local_clock()
79
80         try:
81             text = data.decode("utf-8", errors="ignore").strip()
82         except Exception:
83             text = f"<{len(data)} bytes>"
84
85         # 旁路日志: 每条 UDP 进站都写盘
86         logf.write(json.dumps({"ts_host": time.time(), "remote": addr,
"raw": text}) + "\n")
87
88         # 路由: marker 单独走标记流, 其它都进数据流
89         routed = False
90         try:
91             obj = json.loads(text)
92             if isinstance(obj, dict) and obj.get("type") == "marker":
93                 raw_label = obj.get("label", "")
94                 label = raw_label if isinstance(raw_label, str) and
raw_label.strip() else "unknown"
95                 outlet_mark.push_sample([label], timestamp=ts)
96                 count_mark += 1
97                 print(f"[MARK #{count_mark}] {addr} -> {label}")
98                 routed = True
99         except Exception:
100             pass
101
102         if not routed:
103             outlet_data.push_sample([text], timestamp=ts)
104             count_data += 1
105             print(f"[DATA #{count_data}] {addr} -> {text}")
106
107         # 周期性摘要
108         now = time.time()
109         if now - t0 >= CONFIG["SUMMARY_EVERY"]:
110             print(f"[SUMMARY] data={count_data}, markers={count_mark},
elapsed={int(now - t0)}s")

```



```

111         t0 = now
112
113     if __name__ == "__main__":
114         main()

```

该程序的功能包括：

- 监听 0.0.0.0:9001
- 发布 PB_UDP[_TEST] 与 PB_MARKERS[_TEST]
- 写 ~/lsl_logs/<SESSION>.jsonl
- 控制台打印 [DATA #n] 、 [MARK #m] 与周期性 [SUMMARY]

peek_lsl.py

```

1  # peek_lsl.py
2  from pylsl import StreamInlet, resolve_byprop
3  print("Resolving PB_UDP ...")
4  streams = resolve_byprop('name', 'PB_UDP', timeout=5)
5  if not streams:
6      print("PB_UDP not found")
7      raise SystemExit(1)
8  inlet = StreamInlet(streams[0], max_buflen=60)
9  print("Connected. Reading 10 samples:")
10 for i in range(10):
11     sample, ts = inlet.pull_sample(timeout=2)
12     if sample is None:
13         print("timeout")
14     else:
15         print(i+1, ts, sample[0])

```

该程序功能包括：

- 验证 LSL 发现与取样（独立于 LabRecorder）

check_xdf.py

```

1  import sys, os
2  from pathlib import Path
3  from collections import Counter
4
5  try:
6      # 可选：用于弹出文件选择框；若缺失会自动回退
7      from tkinter import Tk, filedialog # type: ignore
8  except Exception:

```

```

9         Tk = None
10
11     from pyxdf import load_xdf
12
13     def pick_file_dialog():
14         if Tk is None:
15             return None
16         root = Tk()
17         root.withdraw()
18         root.update()
19         path = filedialog.askopenfilename(
20             title="Select XDF file",
21             filetypes=[("XDF files", "*.xdf"), ("All files", "*.*")]
22         )
23         root.destroy()
24         return path or None
25
26     def resolve_path():
27         # 1) 命令行参数
28         if len(sys.argv) > 1:
29             return sys.argv[1]
30         # 2) 环境变量
31         env = os.getenv("XDF_PATH")
32         if env:
33             return env
34         # 3) 图形文件对话框
35         return pick_file_dialog()
36
37     # 寻找“标记”流：优先按 type=Markers, 其次按 name 含 markers
38     def is_marker_stream(s):
39         name = s["info"]["name"][0] if s["info"]["name"] else ""
40         typ = s["info"]["type"][0] if s["info"]["type"] else ""
41         return (typ and typ.lower() == "markers") or ("markers" in
42             name.lower())
43
44     def main():
45         path = resolve_path()
46         if not path:
47             print("请这样使用: \n"
48                 " A) 终端: python check_xdf.py /path/to/file.xdf\n"
49                 " B) 终端: XDF_PATH=/path/to/file.xdf python check_xdf.py\n"
50                 " C) 直接运行: 弹出文件对话框 (若 Tkinter 不可用, 则请用 A 或 B) ")
51             sys.exit(2)
52
53         path = str(Path(path).expanduser())
54         streams, hdr = load_xdf(path)

```

```

54
55     print(f"File: {path}")
56     for s in streams:
57         name = s["info"]["name"][0]
58         typ = s["info"]["type"][0] if s["info"]["type"] else ""
59         n = len(s["time_series"])
60         if n:
61             t0 = s["time_stamps"][0]
62             t1 = s["time_stamps"][-1]
63             dur = t1 - t0
64             print(f"{name:20s} | type={typ:10s} | samples={n:6d} | span=
{dur:7.2f}s")
65         else:
66             print(f"{name:20s} | type={typ:10s} | samples={n:6d}")
67
68     # 打印 markers 内容（若存在）
69     marker_streams = [s for s in streams if is_marker_stream(s)]
70     if marker_streams:
71         s = marker_streams[0]
72         labels = [row[0] for row in s["time_series"]]
73         # 打印全部标签与出现次数
74         print("Markers:", labels)
75         from collections import Counter
76         print("Marker counts:", Counter(labels))
77     else:
78         print("No marker stream found by type/name.")
79
80 if __name__ == "__main__":
81     main()

```

该程序功能包括：

- 打印每条流的样本数与跨度；输出 Markers：列表与计数
- 已修正为按 type=Markers 或名称包含 markers 识别标记流

qa_check.py

```

1  """
2  qa_check.py
3  用途：对一段刚录完的 XDF 文件做检查，按几条简单的必须满足的规则判断这次录制是不是合格。
任意一条不达标，就当这次录制作废，立刻重录。该脚本目的只有一个：快速发现“录错文件、勾错
流、窗口没覆盖、忘了按按钮”这类人为错误，省得到分析阶段才发现白忙活一场。
4
5  由于本流程比较繁琐，可能会不住细节、顺序容易错、流名容易混、目录容易点错。这个脚本帮你机
械地检查三件事：录了多久、有没有标记、标记够不够。只要任何一条不过关，它就告诉你“这次无

```

效”。接入 Verity/H10，这个脚本照样能用，对于高阶校验（比如波形质量、心率区间合理性）可以在后续再加更“细”的检查脚本。

规则死在脚本顶部，可以在脚本顶部“配置区”调阈值。脚本会打印：

- 文件路径
- 找到的每条流的名称、类型、样本数、时间跨度
- 标记列表与计数
- 结论：PASS / NOT PASS，并列失败原因或告警。具体来说：

如果是 PASS，这次录制可用。

如果是 NOT PASS，输出会告诉你具体哪里不达标（比如没找到标记流、时长太短、标记太少）。直接按提示重录即可。

如果有 [WARN] 样本密度偏低，一般是手机发送频率和你设定的期望不一致（比如心跳本来不是 1 Hz），你可以：

要么把脚本顶部 EXPECTED_RATE_HZ 改成实际频率；

要么先不管这条告警（不影响 PASS/NOT PASS）。

```
"""
```

```
import sys
```

```
from collections import Counter
```

```
# “无命令行参数也能在 IDE 直接运行”加入可选的文件对话框支持
```

```
# 若系统无 Tkinter，可降级为从控制台输入路径
```

```
try:
```

```
    import os
```

```
    from tkinter import Tk, filedialog # 可能在某些 Python 发行版中不可用
```

```
except Exception:
```

```
    Tk = None
```

```
    filedialog = None
```

```
def pick_file_dialog():
```

```
    """[新增] 弹出文件选择框选择 .xdf 文件；若 Tk 不可用则返回 None"""
```

```
    if Tk is None or filedialog is None:
```

```
        return None
```

```
    root = Tk()
```

```
    root.withdraw()
```

```
    root.update()
```

```
    path = filedialog.askopenfilename(
```

```
        title="Select XDF file",
```

```
        filetypes=[("XDF files", "*.xdf"), ("All files", "*.*")]
```

```
    )
```

```
    root.destroy()
```

```
    return path or None
```

```
# — 配置区：按需要调整 —————
```

```

48 MIN_DURATION_SEC      = 8          # 数据流最少录制秒数（防止“刚点开始就停止”的空文件）
49 MIN_MARKERS           = 2          # 最少标记条数（例如 baseline_start 与
stim_start）
50 EXPECTED_RATE_HZ      = 1.0        # 期望的数据流频率（当前心跳 1Hz）。若不想做密度校验，
设为 0
51 DENSITY_FACTOR_MIN    = 0.7        # 密度阈值：样本数至少达到 0.7 * （时长 * 期望频
率），否则告警
52 # 名称识别优先级（可不改）：先按 type，再按 name 子串
53 DATA_NAME_HINTS      = ["udp"]     # 名称里含有这些子串的，优先当作“数据流”候选
54 MARKER_NAME_HINTS     = ["markers"]  # 名称里含有这些子串的，优先当作“标记流”候选
55 # -----
56
57 def _name(s): return s["info"]["name"][0] if s["info"]["name"] else ""
58 def _type(s): return s["info"]["type"][0] if s["info"]["type"] else ""
59
60 def _span_seconds(s):
61     ts = s.get("time_stamps", None)
62     if ts is None:
63         return 0.0
64     try:
65         n = len(ts)
66     except Exception:
67         n = 0
68     if n == 0:
69         return 0.0
70     return float(ts[n - 1] - ts[0])
71
72 def _pick_streams(streams):
73     """
74     返回 (data_stream, marker_stream)
75     选择策略：
76     - 标记流：优先 type=Markers；否则 name 包含 'markers'。
77     - 数据流：优先 type!=Markers 且 name 包含 'udp'；否则在非标记流中选跨度最长
78     的一条。
79     """
80     data = None
81     mark = None
82
83     # 先找标记流
84     candidates_mark = []
85     for s in streams:
86         t = (_type(s) or "").lower()
87         n = (_name(s) or "").lower()
88         if t == "markers" or any(h in n for h in MARKER_NAME_HINTS):
89             candidates_mark.append(s)
90
91     if candidates_mark:

```

```

90         # 如果有多条，取跨度最长的那条
91         mark = max(candidates_mark, key=_span_seconds)
92
93     # 再找数据流（排除已经当作标记的）
94     candidates_data = []
95     for s in streams:
96         if s is mark:
97             continue
98         t = (_type(s) or "").lower()
99         n = (_name(s) or "").lower()
100        # 排除明显的标记类型
101        if t == "markers":
102            continue
103        score = 0
104        if any(h in n for h in DATA_NAME_HINTS):
105            score += 10
106        # 用跨度作为次要指标
107        candidates_data.append((score, _span_seconds(s), s))
108    if candidates_data:
109        candidates_data.sort(key=lambda x: (x[0], x[1]), reverse=True)
110        data = candidates_data[0][2]
111
112    return data, mark
113
114    # 从一行 time_series 中提取标签，兼容 numpy.ndarray/bytes/列表/元组/字符串
115    def _extract_label(row):
116        try:
117            import numpy as np # 只在需要时导入
118            if isinstance(row, np.ndarray):
119                row = row.tolist()
120        except Exception:
121            pass
122        if isinstance(row, (list, tuple)):
123            v = row[0] if row else ""
124        else:
125            v = row
126        if isinstance(v, bytes):
127            try:
128                v = v.decode("utf-8", errors="ignore")
129            except Exception:
130                v = str(v)
131        else:
132            v = str(v)
133        return v
134
135    def main():

```

```

136 # 参数处理：支持三种方式获取路径
137 # 1) 命令行参数；2) 文件对话框；3) 控制台输入
138 if len(sys.argv) >= 2:
139     path = sys.argv[1]
140 else:
141     path = pick_file_dialog()
142     if not path:
143         try:
144             path = input("请输入 XDF 文件路
145 径: ").strip(' ').strip('\'').strip('\"')
146         except EOFError:
147             path = ""
148
149 # [新增] — 基本有效性检查
150 if not path:
151     print("未提供有效的 .xdf 路径。")
152     sys.exit(1)
153 if 'os' in globals() and not os.path.isfile(path):
154     print(f"文件不存在: {path}")
155     sys.exit(1)
156
157 try:
158     import pyxdf
159 except ImportError:
160     print("缺少依赖: pyxdf。请先执行: pip install pyxdf")
161     sys.exit(1)
162
163 try:
164     streams, hdr = pyxdf.load_xdf(path)
165 except Exception as e:
166     print(f"[ERROR] 无法读取 XDF: {e}")
167     sys.exit(1)
168
169 # 打印所有流的基本信息
170 print(f"[FILE] {path}")
171 if not streams:
172     print("[FAIL] 文件中没有任何流")
173     sys.exit(1)
174
175 print("[STREAMS]")
176 for s in streams:
177     n = _name(s)
178     t = _type(s)
179     cnt = len(s["time_series"])
180     sp = _span_seconds(s)

```

```

181         print(f" - name='{n}' | type='{t or ''}' | samples={cnt} | span=
{sp:.2f}s")
182
183     data, mark = _pick_streams(streams)
184
185     all_pass = True
186
187     # 规则 1: 必须同时存在数据流与标记流
188     if data is None:
189         print("[FAIL] 未找到“数据流” (例如名字里含 udp 的那条)")
190         all_pass = False
191     if mark is None:
192         print("[FAIL] 未找到“标记流” (type=Markers 或名字里含 markers) ")
193         all_pass = False
194
195     # 若缺流, 直接给出结论
196     if not all_pass:
197         print("[RESULT] NOT PASS")
198         sys.exit(1)
199
200     # 统计关键指标
201     n_data = len(data["time_series"])
202     n_mark = len(mark["time_series"])
203     dur_data = _span_seconds(data)
204     dur_mark = _span_seconds(mark)
205
206     # 打印标记详情
207     labels = [_extract_label(row) for row in mark["time_series"]]
208     print(f"[DATA ] samples={n_data} | span={dur_data:.2f}s |
name='{_name(data)}'")
209     print(f"[MARK ] samples={n_mark} | span={dur_mark:.2f}s |
name='{_name(mark)}'")
210     print(f"[LABEL] {labels}")
211     print(f"[COUNT] {Counter(labels)}")
212
213     # 规则 2: 数据流最短时长
214     if dur_data < MIN_DURATION_SEC:
215         print(f"[FAIL] 数据时长 {dur_data:.2f}s < 最小要求
{MIN_DURATION_SEC}s")
216         all_pass = False
217
218     # 规则 3: 最少标记数
219     if n_mark < MIN_MARKERS:
220         print(f"[FAIL] 标记条数 {n_mark} < 最小要求 {MIN_MARKERS}")
221         all_pass = False
222

```



```

223     # 规则 4: 样本密度 (可选, 默认只告警)
224     if EXPECTED_RATE_HZ > 0 and dur_data > 0:
225         expected_min = int(dur_data * EXPECTED_RATE_HZ *
DENSITY_FACTOR_MIN)
226         if n_data < expected_min:
227             print(f"[WARN] 样本密度偏低: 实际 {n_data}, 阈值 {expected_min} (期
望频率 {EXPECTED_RATE_HZ}Hz) ")
228             # 这里只做告警, 不拉红
229             # 如需严格, 改成 all_pass = False
230
231             print("[RESULT] PASS" if all_pass else "[RESULT] NOT PASS")
232             sys.exit(0 if all_pass else 1)
233
234 if __name__ == "__main__":
235     main()

```

ContentView.swift

```

1  import SwiftUI
2
3  #if targetEnvironment(simulator)
4  let defaultHost = "127.0.0.1"
5  #else
6  let defaultHost = "192.168.31.22" // ← 改成 Mac 局域网 IP
7  #endif
8
9  fileprivate let portFormatter: NumberFormatter = {
10     let f = NumberFormatter()
11     f.numberStyle = .none
12     f.minimum = 1
13     f.maximum = 65535
14     return f
15 }()
16
17 struct ContentView: View {
18     @AppStorage("udpHost") private var udpHost: String = defaultHost
19     @AppStorage("udpPort") private var udpPort: Int = 9001
20
21     @State private var sender = UdpSender(host: defaultHost, port: 9001)
22     @State private var timer: Timer?
23     @State private var isSending = false
24     @State private var sentCount: Int = 0
25     @State private var lastSent: Date?
26
27     var body: some View {

```

```

28     NavigationView {
29         Form {
30             // 目标配置
31             Section("UDP 目标") {
32                 TextField("Host (IPv4 或 主机名)", text: $udpHost)
33                     .textContentType(.URL)
34                     .keyboardType(.numbersAndPunctuation)
35
36                 TextField("Port", value: $udpPort, formatter:
portFormatter)
37                     .keyboardType(.numberPad)
38
39                 Button("应用设置") {
40                     let p = UInt16(clamping: udpPort)
41                     print("APPLY host=\(udpHost) port=\(p)")
42                     sender.update(host: udpHost, port: p)
43                 }
44             }
45
46             // 连续发送控制：单独一行一个按钮
47             Section("连续发送") {
48                 if isSending {
49                     Button("停止") {
50                         print("STOP button tapped")
51                         stopSending()
52                     }
53                     .buttonStyle(.borderedProminent)
54                     .tint(.red)
55                 } else {
56                     Button("开始每秒发送") {
57                         print("START button tapped")
58                         startSending()
59                     }
60                     .buttonStyle(.borderedProminent)
61                 }
62             }
63
64             // 发送一次：单独一行
65             Section("调试/单次发送") {
66                 Button("发送一次") {
67                     sendOnce()
68                 }
69                 .buttonStyle(.bordered)
70             }
71
72             // 状态

```

```

73         Section("状态") {
74             HStack {
75                 Circle()
76                     .fill(isSending ? .green : .gray)
77                     .frame(width: 10, height: 10)
78                 Text(isSending ? "正在连续发送" : "已停止")
79             }
80             Text("当前目标: \(${udpHost}):\(${udpPort}")
81             Text("累计发送: \(${sentCount}) 条")
82             Text("最近一次: \(${lastSent?.formatted(date: .omitted,
time: .standard) ?? "-"}")
83                 .foregroundColor(.secondary)
84         }
85         // ===== 新增: 实验标注 =====
86         Section("实验标注") {
87             Button("基线开始") {
88                 sendMarker("baseline_start")
89             }
90             Button("刺激开始") {
91                 sendMarker("stim_start")
92             }
93             Button("刺激结束") {
94                 sendMarker("stim_end")
95             }
96             Button("干预开始") {
97                 sendMarker("intervention_start")
98             }
99             Button("干预结束") {
100                 sendMarker("intervention_end")
101             }
102         }
103     }
104     .navigationTitle("PolarBridge")
105 }
106 }
107
108 // 发送一次（独立函数，便于复用）
109 private func sendOnce() {
110     let now = Date()
111     let ts = now.timeIntervalSince1970
112     let msg = #"{"type":"heartbeat","t":\#${ts}}"#
113     print("SEND-ONCE \(${msg}")
114     sender.send(msg)
115     sentCount += 1
116     lastSent = now
117 }

```

```

118
119     private func startSending() {
120         stopSending() // 防重入
121         isSending = true
122
123         let t = Timer.scheduledTimer(withTimeInterval: 1.0, repeats: true)
124     { _ in
125         let now = Date()
126         let ts = now.timeIntervalSince1970
127         let msg = #"{"type":"heartbeat","t":\#(ts)}"#
128         print("TICK \ \(msg)")
129         sender.send(msg)
130         sentCount += 1
131         lastSent = now
132     }
133    RunLoop.main.add(t, forMode: .common) // 避免交互时暂停
134     self.timer = t
135     print("TIMER scheduled -> \
(Unmanaged.passUnretained(t).toOpaque())")
136
137     private func stopSending() {
138         isSending = false
139         if let t = timer {
140             print("TIMER invalidate -> \
(Unmanaged.passUnretained(t).toOpaque())")
141             t.invalidate()
142         }
143         timer = nil
144     }
145     // 在 ContentView 里加上这个辅助函数
146     private func sendMarker(_ label: String) {
147         let obj = #"{"type":"marker","label":\#(label)}"#
148         print("MARKER \ \(label)")
149         sender.send(obj)
150     }
151 }

```

UdpSender.swift

```

1  import Foundation
2  import Network
3
4  final class UdpSender {
5

```

```

6     private var connection: NWConnection
7     private var host: NWEndpoint.Host
8     private var port: NWEndpoint.Port
9
10    init(host: String, port: UInt16) {
11        self.host = NWEndpoint.Host(host)
12        self.port = NWEndpoint.Port(rawValue: port)!
13        let params = NWParameters.udp
14        self.connection = NWConnection(host: self.host, port: self.port,
using: params)
15        self.connection.start(queue: .global(qos: .utility))
16    }
17
18    /// 运行时更新目标地址（若未变化则不重建连接）
19    func update(host: String, port: UInt16) {
20        let newHost = NWEndpoint.Host(host)
21        guard let newPort = NWEndpoint.Port(rawValue: port) else { return
}
22
23        if newHost == self.host && newPort == self.port { return }
24        // 先取消旧连接
25        self.connection.cancel()
26        // 建立新连接
27        self.host = newHost
28        self.port = newPort
29        let params = NWParameters.udp
30        self.connection = NWConnection(host: self.host, port: self.port,
using: params)
31        self.connection.start(queue: .global(qos: .utility))
32    }
33
34    func send(_ text: String) {
35        guard let data = text.data(using: .utf8) else { return }
36        connection.send(content: data, completion: .contentProcessed { _
in })
37    }

```

附2：与后续阶段的衔接

- 阶段 4 | 接入 Verity (PPI/HR)
 - iOS 端以 Polar SDK 采集 PPI、HR，序列化为 JSON：

```

{"version":1,"stream":"ppi","packet_id":...,"payload":
{"rr_ms":...,"hr_bpm":...}}

```

- 沿用当前桥接与 SOP，不变更 LSL 层与录制层。
- **阶段 6 | 接入 H10 (ECG)**
 - iOS 端或 macOS 端采集 ECG (按你的设备与 SDK 选择)，以 130–1000 Hz 推送
 - 评估 UDP 是否满足带宽与可靠性；如需更稳，可在桥接器旁再加一条基于 TCP/WebSocket 的通道，仅用于高频原始波形。
 - 标记流复用当前 PB_MARKERS，保证实验段落可对齐。