

# 获取Polar数据流3-开发计划

## 开发计划

### Step 0 | 项目与权限“地基”（新增，放最前）

- 任务：Xcode 真机跑通；开启 Background Modes→Uses Bluetooth LE accessories；Info 里加入蓝牙权限说明键；确认 UDP 心跳能发到 Mac；LabRecorder 能看到 PB\_UDP 与 PB\_MARKERS。
- 验收：在真机上看到“每秒发送/标记”可用；qa\_check.py 对一段 10–20 秒录制给出 PASS。

### \*\*Step 1 | 建立整体 UI 框架

#### 阶段性交付物与验收标准

##### 交付物

1. 信息架构图（简单即可）：页面区块、导航方式、各区数据来源。
2. 状态模型草图：AppState / SessionState / DeviceState 字段清单与状态转换表。
3. 事件与标记词典 v1.1：常量表与说明。
4. UI 原型（可用 SwiftUI 静态界面即可）：
  - 顶部计时区：总计时/诱导/干预三块数字时钟
  - 中部设备区：Verity/H10 两卡片，显示“已发现/未发现/已连接/未连接”的占位状态
  - 控制区：开始/标记组（基线/诱导/干预）/结束
  - 底部调试区：IP、端口、发送开关、丢包计数、最近心跳速率、日志窗口
5. 设置与持久化：IP/端口/默认设备的保存与还原。
6. 一键自检：按钮可发送测试 UDP/Marker，并在调试区显示结果。
7. 会话摘要落盘：结束后在沙盒写入一条 JSONL 摘要。

##### 验收标准

- 启动应用后，在**无设备**情况下仍可完整浏览 UI，各区展示“占位状态”，无崩溃。
- 配置项（IP/端口/默认设备）修改后，**杀掉应用重启仍能恢复**。
- 点击“开始”后，总计时走秒；点击“诱导开始/结束”“干预开始/结束”能独立启动/停止对应计时，而总计时不中断；点击“结束”三者全部停止。
- 开启“发送数据”后，**不依赖任何真实设备**，能向 UDP 端口发送测试心跳；LabRecorder 开启时，可看到 PB\_UDP\_TEST 与 PB\_MARKERS\_TEST。

- 结束后生成 `session_*.jsonl`，字段完整。
  - 运行 `qa_check.py` 对应的 XDF 文件，若事件齐全且时长达标，则返回 PASS。
- 

## 子任务顺序

UI框架搭建可分为三个层次。第一个层次是底层机制，包括App运行的全局信息、数据广播/发送/打包/标记等服务。这一层的程序服务所有的App页面。第二层是UI框架，包括信息框架、操作流程、功能模块和交互方法。第三层是数据层，建立数据模型，并在各页面之间通信。它们被标注为三个子任务。

### 第一层：底层机制（与 UI 脱钩）


#### 手机端

- **ContentView.swift**  
这是界面入口
- **HomeView.swift**  
app主界面，展示所有主要功能模块，以及各功能的入口
- **CollectView.swift**  
信号采集和生成页面
- **AppStore.swift**  
一个全局的小本子，用来记“当前目标地址、端口、是否在连续发送、累计条数、最近一次发送时间”等状态。按钮改变状态时会在这里记一笔，也打印日志，方便确认流程。
- **UdpSender.swift**  
“数据发送器”。专门把 CollectView 里产生的“心跳”这类普通数据，用 UDP 方式发到指定主机和端口。  
UDP 是一种“扔纸飞机”的网络发送方式：不确认对方收没收，但速度快、开销小，适合我们这类高频、容错的实时数据。
- **MarkerBus.swift**  
“标记总线”。是一个很简单的广播器：界面上的标记按钮只需要说“我这儿有个标记事件，标签叫 `baseline_start`（或 `stim_start` 等）”，广播出去，不管谁来接。
- **UdpMarkerBridge.swift**  
“标记桥”。它订阅“标记总线”的广播，一旦听到某个标记事件，就把它打包成一条更完整的 JSON：
  - `label`：标记名
  - `packet_id`：递增的编号，方便日后排查是否丢了某一条
  - `t_device`：手机本地时间戳（用于跨设备对时对齐）
- **UDPSenderService.swift**  
“标记发送服务”。和数据发送器分开，单独维护一条 UDP 连接，专门负责发标记。它会打

印：目标地址、连接状态（ready 就绪）、每次发包的字节数、是否成功等。  
这样“标记”和“数据”互不影响，也便于分别定位问题。

小结：普通“心跳/数据”走 `CollectView → UdpSender`。“标记”走 `CollectView → MarkerBus → UdpMarkerBridge → UDPSenderService`。  
两路都发到同一个目标 IP:Port（在“应用设置”时会同时更新两路的目标）。

## 流程图



## 连线含义说明：

- 直线箭头 → 表示“把数据递交给谁”或“谁调用谁”。
  - 在 iPhone 内部，比如 `ContentView → MarkerBus` 是“按钮告诉总线：有个标记”；  
`UdpMarkerBridge → UDPSenderService` 是“桥把整理好的标记交给发送服务”。

- 带“UDP”的连线表示“用 UDP 把一段文本发到网络上的某台机器某个端口”。
- 从 `udp_to_lsl.py` 指向“LSL 流”的描述，表示“脚本把收到的东西发布到 LSL 网络”，供 LabRecorder 订阅。
- 最后一段“`.xdf` → 检查脚本”是文件输入输出的关系。

## Console信息解读

- `APPLY host=... port=... 、 [AppStore] target -> ...`  
来自 `HomeView` 与 `AppStore`：说明你点了“应用设置”，目标地址被更新了。
- `TICK {"type":"heartbeat", ...} 、 SEND-ONCE ...`  
来自 `CollectView`：说明心跳/单次发送确实在产生数据。
- `[MarkerBus] emit -> baseline_start #N`  
来自 `MarkerBus`：说明按钮点击已广播出一个标记事件，第 N 次。
- `[UdpMarkerBridge] sent -> {...}`  
来自 `UdpMarkerBridge`：桥收到了标记事件，已经把它打包成完整 JSON 并交给发送服务。
- `[UDPSenderService] state=ready ... 、 send to ... bytes=... payload=... 、 send ok`  
来自标记发送服务：UDP 连接已就绪，刚刚发了多少字节，是否成功。
- `[udp_to_lsl] listening on ... 、 [DATA #k] ... 、 [MARK #k] ... 、 [SUMMARY] data=..., markers=...`  
来自电脑端桥 `udp_to_lsl.py`：正在监听；已经收到第 k 条数据/标记；每隔几秒打印一次累计统计。
- `PB_UDP[_TEST] / PB_MARKERS[_TEST]`  
你在 LabRecorder 里看到的流名；`check_xdf.py` 里也会打印对应的样本数与时长。

第一层所有任务已经完成

## 第二层：UI 框架

20:43



## 生理信号记录



### 设备



Polar Verity Sense

• 未连接



Polar H10

• 未连接

### 选择任务



受试者信息

记录被测基本信息



生理数据采集

采集实验数据



模拟数据测试

基于模拟数据调试设备



### 历史记录



记录历史

查看历史记录信息



当前 UDP 目标: 192.168.31.22:9,001



# 生理数据采集

## 0次

0号

未开始

0↑

标记数

## &gt;

请先在首页连接 Verity / H10 等设备

## 开始采集

持续时间 00:00

00:00

## 基线

00:00


诱导

00:00

干预

## 采集进度

说明：此区显示最小化的实时进度/统计；根据实验需求继续开发。



## T0 | 项目结构整理

- 目标：把界面按“首页 / 采集 / 调试”拆成独立 View 文件，后续便于迭代。
- 要做：
  - 规划文件夹：UI/Home，UI/CollectData，UI/Debug，UI/Shared`。
  - 视图占位：HomeView，CollectView，DebugView，以及共享组件占位文件（空壳即可）：DeviceCard，DataPill，TimerPanel，MarkerBar，StatusBanner`。等等

## T1 | 导航骨架与入口（按钮导航）

- 目标：建立首页导航布局，首页的选择任务栏中进入各主要页面的按钮。
- 要做：
  - 每个页面顶部保留导航栏标题（`navigationTitle`），右上角预留齿轮/帮助图标位（先空）。

## T2 | 首页信息架构（设备区 + 任务区 + 最近数据占位）

- 目标：主页层次与草图一致。
- 要做：
  - 顶部“设备状态区”：两张 `DeviceCard`（`Verity/H10`），显示多个连接状态（如：未发现 / 可发现未连 / 已连接等等）。
  - 中部“选择任务”：三项卡片（受试者信息 / 生理数据采集 / 模拟数据调试），点击“生理数据采集”跳到 `CollectView`。
  - 底部“最近数据”：一张占位卡（显示最近一次录制的文件名与时间，先用假数据）。

## T3 | 设备卡（`DeviceCard`）状态语义与可达性

- 目标：设备卡状态清晰，不只靠颜色。
- 要做：
  - `DeviceCard` 支持状态：`not_found` / `discovered` / `connecting` / `connected` / `failed` / `permission_missing`。
  - 提供状态点 + 次行文案（例如“已连接 / 可发现 / 权限未开”），颜色仅作参考。
  - 点击已连接的卡片，应在采集页的“可采集数据区”点亮相应数据源（后续再真接 `Polar`）。
- 验收：手动切换 `AppStore` 的设备状态（在 `debugView` 模拟连接状态）后，卡片根据模拟指令显示与设备的连接状态。

## T4 | 采集页骨架（状态 → 数据选择 → 操作 → 计时 → 进度）

- 目标：落地草图的整体框架。
- 任务概要：
  - 顶部“采集状态”区：用于显示采集编号（或者叫 `trialID`）、被测ID。开始采集后，`UDP` 发送状态、计数等等。用一排横向排列可滑动的图标+文字的样式显示。
  - “数据选择”区：一排 `DataPill`（`PPI` / `PPG` / `HR` / ...），仅显示已经连接设备中所有可以订阅的数据。试验员可从其中选择一个或多个
  - “采集操作”区：一大片卡片。上方为大按钮（开始/停止），与数据采集计时。下方是 `MarkerBar`（基线开始/诱导开始/诱导结束/干预开始/干预结束）。
  - “采集进度区”：基本的数据采集过程显示，如已发送条数、已录时长等，取自 `Store` 的 `counters`。
  -
- T4-0 | 模型与状态准备（`Store` 最小字段）



- 在 AppStore 增加/确认这些字段（只列名称与含义，不写实现）：
  - `subjectID: String?` 被测者编号（可空，先手输）
  - `trialID: String` 本次采集编号（进入采集页生成一次，如 TYYYYMMDD-HHMMSS）
  - `isCollecting: Bool` 是否处于采集中（驱动按钮与标记可用性）
  - `sessionStart: Date?` 采集开始时间（用于总计时）
  - `sentCount: Int` 已发送数据条数（已有）
  - `markerCount: Int` 已发送标记数（可选，方便进度区展示）
  - `availableSignals: Set<SignalKind>` 根据设备状态动态推导（如 Verity: PPI/PPG/HR; H10: ECG/HR）
  - `selectedSignals: Set<SignalKind>` 用户在“数据选择区”的勾选结果
- 事件方法（仅声明目标行为）：
  - `startCollect()`：置位 `isCollecting=true`、记录 `sessionStart`、清理统计、广播“开始”。
  - `stopCollect()`：置位 `isCollecting=false`、广播“停止”。
  - `toggleSelect(_ kind: SignalKind)`：切换某数据类型勾选。
  - `emitMarker(_ label: MarkerLabel)`：通过 `MarkerBus` 发标记，并+1 `markerCount`。
- 验收
  - 这些字段/方法在 Store 可被 `CollectView` 读写；`isCollecting` 改变会触发 UI 切换。
- T4-1 | 采集页布局骨架（不带交互）
  - `CollectView` 分 4 块：
    - A. 顶部“采集状态区”
    - B. “数据选择区”
    - C. “采集操作区”（大按钮 + 计时 + 标记条）
    - D. “采集进度区”
  - 先用占位内容撑出结构（固定高度，确保开始/停止切换不抖动）。
  - 验收
    - 四区块纵向排列，上下间距一致；切换明暗模式不破版。
- T4-2 | A 区 | 状态条（横向可滑动 chips）
  - 按“图标 + 文字”做成一排可横滑的小标识（chips）：
    - `trialID` 这个标识标识某个被试的某次测试，以 `subjectID-testIndex`（例如 001-1）标识。`subjectID` 与 `testIndex` 未来在“受试者信息”页面由实验员手工铁血
    - `subjectID`（未填显示“未设置”）
    - 已发送条数
    - 标记条数（可选）

- 数据由 AppStore 提供。
- 验收
  - 横向可滑动；文字超长有省略号；进入采集后条数会动态更新。
- T4-3 | B 区 | 数据选择 (DataPill 动态生成)
  - 依据 availableSignals 生成 Pills: PPI / PPG / HR / ECG ...
  - 支持选中/取消 (点击变样式), 结果存入 selectedSignals 。
  - 若当前无可设备: 整块置灰 + 提示“未检测到可订阅数据”。
  - 验收
    - 连接状态切换会刷新可见的 Pills; 选中状态持久显示; 再次进入页面仍保持。
- T4-4 | C 区 | 采集操作卡 (大按钮 + 计时)
  - 卡片上半部分: 一个的大按钮, 包含按钮文字 (开始/停止) 与计时区, 布局在T4-1已经完成。
    - 大按钮字样: 未开始采集时, 显示“开始采集”; 点击开始后则显示“停止采集” (红色)。
    - 计时区在字体下方, 默认只有持续时间。如果实验员打标注, 会增加标注持续时间, 总共最多4条时间显示: 持续时间、基线时间、诱导时间、干预时间。
    - 当增加多条时间标注时, 按钮的高度自适应加高。
    - 按钮点击“开始/停止”分别调用 store.startCollect() / store.stopCollect() 。
    - 将测试部分的UDP发送模拟迁移到此按钮, 让CollectView 直接获取同一份状态与计数, 以后接 Polar 也不需要再改调用处。
  - **禁用规则:** 当 selectedSignals 为空或无设备时, “开始采集”禁用。
  - 验收
    - 点击开始后计时立即走动; 停止后计时冻结; 按钮切换无布局跳动。
- T4-5 | C 区 | 标记条 (MarkerBar)
  - 一行 5 个标记按钮: 基线开始 / 诱导开始 / 诱导结束 / 干预开始 / 干预结束。(骨架已经建好)
  - **可用性:**
    - 大按钮“开始采集”启动后才能使用。
    - 每次只能激活一个标记, 一个标记激活后, 之前激活的标记关闭
    - 标记的点击必须按照基线开始 / 诱导开始 / 诱导结束 / 干预开始 / 干预结束的顺序, 不允许用户随意点击。
  - 点击调用 store.emitMarker(...), 并在 Console 打印 MARK ... 。
    - 此处会产生线程问题 (在 UdpMarkerBridge.swift 中会看见此错误) 需要把这些需求放在主线程。通过把 AppStore 标注为 @MainActor, 并用 Task { @MainActor in ... } 明确把读 isCollecting、调用 markSent() 等 UI/状态更新行为放回主线程执行
  - 验收

- 未开始时按钮置灰不可点；开始后可点；每点一次 `markerCount +1`，Console 有日志。
- T4-6 | D 区 | 采集进度
  - 显示实验中可能需要的信息，具体做什么还没想好，先空着
- T4-7 | 主页底部 | 最近数据
  - 考虑修改为历史记录入口，点击后进入记录历史页面（先做占位，不实现）

## T5 | 小结与回归清单

- 目标：这一层结束的验收标准。
- 验收脚本（人工）：
  1. 打开 App，首页三块布局正确；两张设备卡显示“未发现设备”；点击“生理数据采集”能进入采集页。
  2. 在调试页改 UDP 目标，回首页与采集页显示同步更新。
  3. 采集页点击“开始每秒发送”，总计时开始走、标记按钮解锁；依次点“基线开始→诱导开始→诱导结束→干预开始→干预结束”，按钮互斥与节流生效。
  4. 点“停止”，总计时停止、标记按钮禁用。
  5. LabRecorder 录 10 秒，`qa_check.py` 通过（≥2 个标记、时长足够、数据密度 OK）。
  6. 无权限/无设备时的空态与黄条能正确出现（用假状态触发）。

### 说明：这些任务与底层/后续的关系

- 这批任务不接 **Polar SDK**，仅用已有的 UDP 发送与 Store 状态驱动 UI，保证骨架扎实。
- 完成后，再进入“功能对接层”（把 Verity/H10 的真实状态与数据流接进来）：设备卡读真状态、DataPill 跟随实际能力、开始/停止触发真实订阅、标记广播到两路 LSL。

第二层所有任务已经完成

## 第三层：功能对接（把线插上）

目标：把底层服务注入到 UI，最小闭环通路达成。

- 把 AppState 改为真实状态（来自 Permission/Device/Session/Timer 各服务的 Combine 流）。
- 首页设备卡显示真实扫描/连接状态；采集页“开始/停止/标记”驱动 Session 与 UDP；计时显示来自 TimerEngine。
- 调试页“发送一次/每秒发送”调用真 `UDPSender`。
- 对接验收：
  - 真机操作一遍“开始 → 三个标记 → 停止”，LabRecorder 能录到 PB\_UDP 与 PB\_MARKERS；`qa_check.py` PASS。

第三层所有任务已经完成

Step 1 完成

---

## Step 2 | 集成 Polar BLE SDK (iOS)

- 任务：用 Swift Package Manager 引入 PolarBleSdk；工程能在真机关联编译；不写业务逻辑，先保证链接没问题。
- 验收：真机构建成功，无 “Missing package product 'PolarBleSdk'” 等错误。

## Step 3 | 设备扫描与识别 (Verity)

- 任务：实现最小扫描，只在 Xcode 控制台打印发现的 Verity (deviceId、RSSI、电量如可得)；UI 不必显示。
- 验收：打开 Verity 后，若干秒内稳定打印到它的 deviceId。

## Step 4 | 连接与订阅 HR (先做易的)

- 任务：根据 deviceId 建立连接；订阅 HR (bpm)，如 SDK 同步给出 RR/IBI 也一并接入；封装为 JSON (version、session、device、stream、packet\_id、t\_host、payload)。
- 验收：Xcode 中能连续看到 HR 数字；Mac 桥接器每秒打印 [DATA]；短录 20–30 秒后，PB\_UDP 样本数与时长匹配，qa\_check.py PASS。

## Step 5 | 订阅 PPI (逐拍间期)

- 任务：接入 PPI 流；同一路 UDP JSON 发送 (stream:"ppi"，payload 含 ppi\_ms、如有 hr\_est)；必要时控制发送频率与批量打包。
- 验收：短录后能在 PB\_UDP 看到 PPI 条目，时间推移合理；与 HR 同时存在时，检查两类样本交错记录是否正常。

## Step 6 | 端到端一轮标准实验流程

- 任务：佩戴 Verity；走“基线→诱导→干预→结束”手动标记流；同步录制到 LabRecorder。
- 验收：PB\_MARKERS 至少包含 baseline\_start / stim\_start / stim\_end (若做干预则有其成对标签)；计时显示与实际标记时刻一致；qa\_check.py PASS。

## Step 7 | 硬件自检与外部对照

- 任务：用 Polar Flow 或 Kubios App 独立验证 Verity 工作正常 (只做“硬件好坏”的 sanity check，不参与主数据流)。

- 验收：Flow/Kubios 上 HR 曲线与你 App 中 HR 变化方向一致（不要求数值完全相同，重点是设备功能正常）。

## Step 8 | 结果检查与归档

- 任务：check\_xdf.py 查看流名、样本数、时长；qa\_check.py 严格把关；保存 session.jsonl 旁路日志与 .xdf 成对归档（目录按日期/受试编号命名）。
  - 验收：两脚本输出都正常；归档结构固定、可快速检索。
- 

## 关键评述与注意点

- 你原先的“3. 佩戴 Verity，通过 Flow/Kubios 检验”很有必要，但**不要依赖它作为数据源**。它只用于确认传感器本身没有坏，主数据链路始终是“SDK→UDP→LSL→XDF”。
  - **PPG 原始波形暂时不纳入第一轮目标**。先把 HR 与 PPI 打通，PPG raw 体量更大、对传输与绘制要求更高，等 H10 ECG 打通后再统一考虑“高带宽流”策略。
  - UDP 仍然是**同一通道**发送不同 stream 的 JSON；区分靠 stream 与 device 字段，桥接器不需要开新端口。
  - 计时器第一版仅做“显示与手动标记”，是正确的取舍。你已经在 XDF 中拿到“事件时间窗”，后续再把“自动倒计时、自动标记、自动切段”外接到这套 UI，很顺。
- 

## 每步的最小“通过线”清单（Go/No-Go）

- Step 0：真机心跳与 marker 能录进 XDF，qa\_check.py PASS。
- Step 1：计时显示正确，四个段落按钮与 marker 一一对应。
- Step 2：能在真机关联构建，不报包管理错误。
- Step 3：控制台能稳定打印 Verity 的 deviceId。
- Step 4：HR 连续、无明显中断；UDP 与 XDF 中样本数随时长增长。
- Step 5：PPI 有序、数值在合理范围（600–1200 ms 为常见静息范围，运动会更低）。
- Step 6：标记序列完整、计时读数与标记时刻对应。
- Step 7：Flow/Kubios 中设备表现正常。
- Step 8：脚本检查通过，归档规范。

按这个版本推进，就能先得到**可靠的最小可用系统**，同时为后续接入 H10 ECG、倒计时自动化和外部刺激联动保留清晰的扩展点。